

PERMANENTER LINGUAL-KLEBERRETAINER

DAUERHAFT SCHÖNERE UND GERADERE ZÄHNE WIE GEHT DAS?

Dauerhaft schöne Zähne sind leider auch nach einer kieferorthopädischen Behandlung keine Selbstverständlichkeit – selbst Jahre nach einer erfolgreichen Kieferregulierung. Je größer die Zahnbewegungen waren, um so mehr neigen die Zähne dazu, in Richtung ihrer ursprünglichen Stellung zurückzuwandern. Ebenso können sich die Zähne durch den Wachstumsdruck der Weisheitszähne, meist im Alter von 16-18 Jahren, verschieben.

Das muss aber nicht so sein!

Die kieferorthopädische Langzeitstabilisierung ist der ideale Weg zum dauerhaft schönen Gebiss. Dies entspricht auch dem modernen wissenschaftlichen Kenntnisstand für ein optimales Bewahren des erreichten Behandlungsergebnisses.

Der nun erreichte Zustand der Zähne, kann durch einen Retentionsbogen (Permanenteretainer=Lingualretainer=Kleberretainer) dauerhaft abgesichert werden. Der Retainer ist bequem zu tragen und von außen nicht sichtbar.



EINSETZEN

Zu Beginn werden die Zahnoberflächen gereinigt und poliert. Dann wird der Retainer an einem Modell individuell angepasst und an der Innenseite der Front- und Eckzähne mit einem speziellen Dreiphasen-High-Tech-Kleber befestigt. Aus den drei verschiedenen Kunststoffen wird eine Schale modelliert, die der anatomischen Form der Zahnoberfläche entspricht und eine glatte Oberfläche hat, an der sich keine Speisereste oder Zahnstein festsetzen können. In die Kunststoffschalen wird der Retentionsdraht eingebettet, so, dass er unauffällig anliegt und die Zunge nicht irritiert.

KONTROLLE

Notwendig sind halbjährige Kontrollen auf korrekten Sitz. In der Kontrollsituation wird überprüft, ob der Bogen keine Bruchstellen aufweist und ob die den Bogen haltenden Kunststoffschalen noch intakt sind und an Zahn und Retainer haften. Sollte eine kleine Beschädigung aufgetreten sein, so ist diese meist schnell und unkompliziert zu reparieren und die Zähne bleiben auch weiterhin in ihrer optimalen Stellung. Wird jedoch eine notwendige Reparatur übergangen, so können sich wieder einzelne Zähne bewegen und eine Korrektur wäre dann mit einem sehr hohen Aufwand verbunden.

Dieser Check Up sollte von dem Kieferorthopäden durchgeführt werden, der den Retainer auch eingesetzt hat, da er am besten weiß, welche Materialien verwendet wurden und bei einer ev. notwendigen Reparatur diese dann auch mit den entsprechenden Komponenten fachgerecht durchführen kann.

RECALL

Sie können sich für diese Kontrollsituationen auch in unser Erinnerungssystem (Recall) eintragen lassen und werden dann immer rechtzeitig zur nächsten anstehenden Kontrolluntersuchung benachrichtigt.

Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Praxisteam.